

# ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ

## Основные факты

- Синоним: ТАБ
- Определение: аспирация клеток из солидных образований
- Клинические показания к процедуре:
  - Пальпируемое объемное образование
  - Объемное образование, установленное любым методом визуализации
- Оптимальная методика выполнения процедуры:
  - Используется игла 21G или меньшего калибра, присоединенная к шприцу
    - Можно использовать иглу без шприца (метод «сифона»)
  - Отбор образца выполняется путем его всасывания шприцом
  - В процессе всасывания совершаются движения иглой вперед-назад
  - Угол наклона кончика иглы следует при этом изменять, чтобы взять материал из разных участков объемного образования
- Наиболее частые осложнения
  - Процедура мало инвазивная
  - Неадекватный результат требует повторной биопсии
- Ожидаемый результат
  - Получение клеточного материала для цитологического исследования
  - Данные биопсии влияют на дальнейшие рекомендации
- Процедура требует наличия хорошего цитолога